

Gangtrainer GT II

Aus der Praxis - für die Praxis



Der endeffektorbasierte Gangtrainer GT II bietet eine sichere, intensive und repetitive Lokomotionstherapie und damit eine ideale Trainingsumgebung für schwerstbetroffene neurologische und orthopädische Patienten.

Der GT II basiert auf dem bewährten GT 1, dessen Wirksamkeit in wissenschaftlichen Studien und im klinischen Alltag seit 20 Jahren bewiesen wurde.

Technische Daten

Gewichtsentlastung:	dynamisch über gesamten Bereich entlastbar (jederzeit einstellbar)
Gewicht des Patienten:	< 200 kg
Grösse des Patienten:	100 - 200 cm
Maximale Ganggeschwindigkeit:	2 km/h
Stufenlose Einstellung der Schrittlänge:	34 - 48 cm
Maße (L x W x H):	94 x 220 x 280 cm
Gewicht:	ca. 650 kg
Versorgungsspannung:	110-230 VAC / 50-60 Hz

Einfach und effizient - die Vorteile des GT II:

Elektrischer Lifter für einen leichten Einstieg – schnelles Starten der Therapie	Äusserst niedriger Geräuschpegel erlaubt ein Trainieren im Zirkel mit anderen Geräten
Intuitives Touch Screen Bedienterminal zur Einstellung und Kontrolle von Schritten, Zeit, Geschwindigkeit, Richtung und Gewichtsentlastung	Robuste Mechanik erfordert wenig Wartungsaufwand
Physiologische seitliche und vertikale Gewichtsverlagerung – Stütze zur Hüftextension	Top Preis-Leistungsverhältnis

Flexibel – die Optionen des GT II:

Optionale Knieführung	Exportierbare Trainingsberichte
Verschiedene Gurtsysteme	Funktionelle Elektrostimulation zuschaltbar

International

Reha-Stim Medtec AG
Rütistrasse 12
8952 Schlieren
Schweiz

+41 44 586 13 86

Deutschland / Österreich

Reha-Stim Medtec AG
Brunsbütteler Damm 456
13591 Berlin
Deutschland

+49 7361 809 8482